

## 微型输液泵



## 特征

- 超小型！
- 可对胰岛素等药液进行微升 ( $\mu\text{l}$ ) 级的控制。
- 可用干电池驱动。
- 接液部可一次性使用，卫生且经济。
- 可重复使用部分和一次性使用部分可简单拆卸。
- 可根据要求的流量进行定制。

## 参数

流量	0.6 $\mu\text{l}/\text{cycle}$ (15 $\mu\text{l}/\text{min}$ )
泵压力	50 kPa
驱动电压	DC2V
动作温度	0 ~ 40 $^{\circ}\text{C}$
接液部材质	硅橡胶
外形尺寸	11 × 37 × 12 mm
重量	6 g
备注	内置旋转传感器

※产品参数如有变更，恕不提前通知。

扫描右侧二维码或打开以下网址，可查看详情。

[https://v.youku.com/v\\_show/id\\_XNDE3NTkwNzI5Mg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0](https://v.youku.com/v_show/id_XNDE3NTkwNzI5Mg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0)



## 高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊 B幢6楼01-08  
TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

## 高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道3003号阳光华艺大厦1栋4F4D-05  
TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net